


# 大腸検査時の腸洗浄度をAIで判定します



検査用下剤を服用後に排泄物が透明になってきたら、自分のスマホまたはタブレットで写真を撮って洗浄度をAIで確認できます。

写真を撮るときは、便器に紙を入れないでください。

## 使用方法

### STEP 1

最初にあなたのQRコードをカメラで読み込んでください



### STEP 2

「カメラを起動」を押すと撮影画面が表示されます

カメラが起動し、赤いガイド線がでます



### STEP 3


便座と赤い線を合わせて「撮影」を押してください



### STEP 4

腸洗浄度の判定結果が画面に表示されます

写真を撮り直すときは、再撮影ボタン、もしくはQRコードの読み取りからもう一度行ってください



STEP2で、左のようなメッセージが表示されることがあります。いずれかを選択し、カメラの使用を許可してください。

#### サイトへのアクセス時のみ許可する

以降、確認メッセージを表示したくない場合に選択してください

#### 今回のみ許可

都度確認メッセージを表示したい場合に選択してください

※このメッセージは「Google Chrome」での表示例です。他のブラウザアプリをご利用の場合、内容が異なる可能性があります。